

Link do produktu: <https://e-soczewki.pl/opti-free-replenish-300-ml-regenerujacy-plyn-do-soczewek-p-70.html>



OPTI FREE REPLENISH 300 ml regenerujący płyn do soczewek

Cena	31,90 zł
Dostępność	magazyn-realizacja 24 h
Numer katalogowy	OPTI_FREE_REPLENISH_1x300
PKWiU	32.50.50.0
Producent	ALCON OPTI FREE

Opis produktu

ZAMÓW ten produkt do godziny 12.00 - ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY TEGO SAMEGO DNIA!

Płyn do soczewek **Opti Free REPLENISH 300 ml**

Opti Free umożliwia dokładne usunięcie zanieczyszczeń i osadów z soczewek hydrożelowo-silikonowych. To najlepszy wybór pozwalający na skuteczną regenerację szkielek kontaktowych. Płyn do soczewek Opti-free jest wielozadaniowy - nie tylko dezynfekuje, ale i pielęgnuje oraz nawilża. To produkt całkowicie sterylny, który współdziała z łzami, tym samym doskonale chroniąc przed suchym powietrzem. Zapewnia także najlepsze nawilżenie oczom narażonym na długotrwałą pracę przy komputerze. W połączeniu z innymi produktami Opti-free, płyn do soczewek tworzy doskonały system całodziennego ochrony oka.

OPTI FREE REPLENISH

Aż sześć dodatkowych godzin nawilżenia!

Komfort przez cały dzień a nawet dłużej.

Pełna dezynfekcja i zgodność ze wszystkimi typami soczewek miękkich.

Czy wiesz, że przeciętny płyn nawilża soczewki przez maksymalnie 8 godzin?

Czy wiesz, że typowy pacjent nosi soczewki przez około 13 godzin dziennie?

A jak długo Ty nosisz soczewki? **OPTI FREE REPLENISH** daje dodatkowe 6 godzin nawilżenia.

Swoje regenerujące właściwości płyn **OPTI FREE REPLENISH** zawdzięcza systemowi TearGlyde.

TearGlyde współdziała z soczewkami składnikami ludzkich łez i pomaga w utrzymaniu nawilżenia powierzchni oka przez cały dzień.

płyn do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych OPTI FREE wraz z innymi produktami OPTI FREE tworzą kompleksowy, całodzienny system ochrony oka i pielęgnacji soczewek kontaktowych:

1. rano, przed założeniem soczewek kontaktowych - krople OPTI FREE do oczu,
2. w ciągu dnia - krople OPTI FREE PRO do soczewek,
3. wieczorem, po zdjęciu soczewek - krople OPTI FREE do oczu,
4. dezynfekcja i nawilżanie soczewek kontaktowych: OPTI FREE Pure Moist, OPTI FREE Replenish, OPTI FREE Express
5. dezynfekcja i nawilżanie soczewek dla osób wrażliwych: AO Sept HydraGlyde

data przydatności: 2027-03

aktualizacja: 2025-02