

Link do produktu: <https://e-soczewki.pl/piilaset-one-step-360-ml-p-594.html>

## PILOSET ONE STEP 360 ml

Cena	<b>53,90 zł</b>
Dostępność	<b>magazyn-realizacja 24 h</b>
Czas wysyłki	<b>24 h / następny dzień roboczy</b>
Numer katalogowy	<b>PILLO_ONE_360x1</b>
Producent	<b>PILOSET FINNSUSP</b>

### Opis produktu

Płyn przeznaczony do dezynfekcji, oczyszczania oraz przechowywania miękkich soczewek kontaktowych.

#### Główne zalety **płynu do soczewek ONE STEP:**

nie zawiera konserwantów  
nie zawiera dodatkowych składników  
bezpieczny i skuteczny  
odpowiedni dla alergików - posiada znak Allergy Fińskiej Organizacji do Spraw Alergii i Astmy.

Piilaset OneStep to skuteczny i łatwy w użyciu system do dezynfekcji miękkich soczewek kontaktowych. Wyjątkową skuteczność dezynfekcji zapewnia połączenie właściwości dezynfekujących 3% nadtlenu wodoru i specjalnej konstrukcji pojemnika OneStep. Gruntownie oczyszczone soczewki dłużej utrzymują nawilżenie i są bardziej komfortowe w noszeniu. System OneStep nie zawiera żadnych konserwantów, dzięki czemu świetnie nadaje się do dezynfekcji soczewek noszonych przez osoby mające bardzo wrażliwe oczy. Jest również idealnym rozwiązaniem, jeżeli soczewki wymagają bardzo dokładnego czyszczenia. System OneStep został opracowany i jest wytwarzany w Finlandii.

#### Stosowanie:

**Roztwór OneStep należy stosować wyłącznie z oryginalnym pojemnikiem na soczewki OneStep.**

Kiedy nadtlenek wodoru oczyszcza i dezynfekuje soczewki, znajdujący się w pojemniku pierścień neutralizujący rozkłada roztwór na wodę i tlen.

Cały proces trwa 6 godzin.

Zdezynfekowane soczewki trzeba przemyć przed założeniem na oko roztworem soli fizjologicznej.

**W opakowaniu: Płyn OneStep 360 ml + pojemnik OneStep**

**termin ważności:2027-12**

aktualizacja: 2026-05